


APC-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus-Cd14 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P10810

Artikelnummer: CM0010509



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD14, validiert für Durchflusszytometrie. CD14 ist ein Korezeptor für bakterielles Lipopolysaccharid und vermittelt angeborene Immunantworten. Ideal für die Immunologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD14 mAb
Bemerkungen/Alias	CD14
Spezies	Maus
GeneID (Human)	929
GeneID	12475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-345 von Maus-CD14 (NP_033971.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10810
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel