

Apc-Kaninchen-Anti-Maus-Cd150/Slam-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Qum4

Artikelnummer: CM0011442

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD150/SLAM der Maus (SLAM-Familienmitglied 1), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Aktivierung und Differenzierung von Immunzellen sowie der SLAMF1-Signalübertragung in der Forschung zur angeborenen und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-Maus-CD150/SLAM-mAb
Bemerkungen/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	6504
Gen-ID	27218
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25–242 des CD150/SLAM der Maus (NP_038758.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QUM4
Proteingewicht	36 kDa/38 kDa
Versand	Kühlakku