

Apc Kaninchen Anti-Maus Cd155/Pvr Mak - Q91Wp1

Artikelnummer: CM0012448

Einführung

APC-konjugierter Kaninchen anti-Maus CD155/Pvr monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus-CD155, ideal für die Erforschung von Immunrezeptoren und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD155/Pvr mAk
Bemerkungen/Aliasnamen	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5817
Gen-ID	52118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-348 von Maus-CD155/Pvr (NP_612564.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q91WP1
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel