

Apc Kaninchen Anti-Maus Cd161C/Nk1.1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P27814

Artikelnummer: CM0004831

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD161c/NK1.1, validiert für Durchflusszytometrie. Detektiert spezifisch den NK-Zell-Marker, geeignet für Immunphänotypisierung und funktionelle Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD161c/NK1.1 mAk
Bemerkungen/Alias	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKRP1, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKRP140, NKR-P1.9
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3820
Gen-ID	17059
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 67-223 von Maus CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P27814
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel