

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd162/Psgl-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q3Ta56

Artikelnummer: CM0005611

Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD162/PSGL-1, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zum Nachweis von Maus-PSGL-1 in der Immunologie- und Adhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Maus CD162/PSGL-1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selp; Psgl-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	6404
Gen-ID	20345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-320 von Maus CD162/PSGL-1 (NP_033177.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3TA56
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eistasche