

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd21/Cd35 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P19070

Artikelnummer: CM0007899

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD21/CD35 (CR2/C3DR). Validiert für Durchflusszytometrie, reagiert mit Maus-B-Zellen. Nützlich für Komplement- und B-Zell-Immunologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD21/CD35 mAb
Bemerkungen/Alias	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
Spezies	Maus
GeneID (human)	1380
GeneID	12902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-274 von Maus CD21/CD35 (NP_031784.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P19070
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel