

Apc-Kaninchen-Anti-Maus-Cd22-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35329

Artikelnummer: CM0009913

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD22 (Siglec-2, BL-CAM) für die Durchflusszytometrie. Für die Reaktivität mit Maus validiert, ideal für die Immunphäotypisierung von B-Zellen und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-Maus-CD22-mAk
Bemerkungen/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Art	Maus
GeneID (Mensch)	933
GeneID	12483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-151 von Maus-CD22 (NP_033975.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35329
Proteingewicht	89 kDa/93 kDa/97 kDa
Versand	Kühlpack