

Apc Kaninchen Anti-Maus Cd24 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P24807

Artikelnummer: CM0005930

Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD24 (HSA), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Forschung zu Immunzellendifferenzierung, B-Zell-Aktivierung, Autoimmunität und angeborene Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD24 mAk
Bemerkungen/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; Nektadrin
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	100133941
Gen-ID	12484
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-53 von Maus-CD24 (NP_033976.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24807
Proteinmasse	8 kDa
Versand	Eisbeutel