

APC Kaninchen Anti-Maus Cd272/Btla Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q7Tsa3

Artikelnummer: CM0004665



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus CD272/BTLA gerichtet ist – ein inhibitorischer Rezeptor auf Lymphozyten. Entwickelt für die Durchflusszytometrie (FC) zur Erforschung der Immunregulation in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD272/BTLA mAk
Bemerkungen/Alias	A630002H24
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	151888
Gen-ID (Maus)	208154
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7TSA3
Proteingewicht	22 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel