


ApC Kaninchen Anti-Maus Cd304/Neuropilin-1 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P97333

Artikelnummer: CM0011571



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus Neuropilin-1 (CD304), validiert für die Durchflusszytometrie. Beteiligt an Angiogenese, neuronaler Entwicklung und Organogenese. Ideal für kardiovaskuläre und neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD304/Neuropilin-1 mAb
Bemerkungen/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Spezies	Maus
GeneID (Human)	8829
GeneID (Maus)	18186
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 22-856 von Maus CD304/Neuropilin-1 (NP_032763.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P97333
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel