


APC-Kaninchen-Anti-Maus-Cd317/Bst2-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8R2Q8

Artikelnummer: CM0007731



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Maus-CD317/BST2-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt das murine Knochenmarkstromazellantigen 2 (19 kDa). Geeignet für Untersuchungen zur antiviralen Restriktion, der angeborenen Immunität und für die Forschung an plasmazytoiden dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-Maus-CD317/BST2-mAb
Bemerkungen/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	684
Gen-ID	69550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 55-152 des murinen CD317/BST2 (NP_932763.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8R2Q8
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlakku