

Apc Kaninchen Anti-Maus Cd32 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Fc) - P08101

Artikelnummer: CM0009484

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD32 (FcγRIIB) gerichtet ist. Speziell für die Durchflusszytometrie (FC)-Analyse des niedrigaffinen IgG-Fc-Rezeptors, der an der Immunregulation beteiligt ist. Geeignet für Immunologie- und Hämatopoese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD32 mAk
Bemerkungen/Alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	2213
GenID	14130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-207 von Maus-CD32 (NP_034317.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08101
Proteingewicht	31kDa/33kDa/36kDa
Versand	Eisbeutel