

Apc-Kaninchen-Anti-Maus-Cd34-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q64314

Artikelnummer: CM0012071

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD34, speziell für den Nachweis mittels Durchflusszytometrie entwickelt. Erkennt hämatopoetische Vorläuferzellen mit einem berechneten Molekulargewicht von etwa 41 kDa. Kreuzreaktiv mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-Maus-CD34-mAb
Anmerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1
Art	Maus
GenID (Mensch)	947
GenID	12490
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64314
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku