

APC-Kaninchen-Anti-Maus-Cd366-(Tim-3)-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Vim0

Artikelnummer: CM0009975



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD366 (TIM-3) für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von T-Zell-Erschöpfung, Immun-Checkpoints und Makrophagenaktivierung. In Mausproben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-Maus-CD366-(TIM-3)-mAk
Bemerkungen/Alias	Tim3; TIM-3; Timd3
Art	Maus
GeneID (Mensch)	84868
GeneID	171285
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20–191 von Maus-CD366 (TIM-3) (NP_599011.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8VIM0
Proteingewicht	22 kDa/31 kDa
Versand	Kühlakku