

ApC-Kaninchen-Anti-Maus-Cd38-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P56528

Artikelnummer: CM0007885



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD38 (ADPRC 1, I-19). Reagiert mit Maus und eignet sich für die durchflusszytometrische Analyse der CD38-Expression in der immunologischen Forschung und der Zell-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-Maus-CD38-mAk
Bezeichnungen/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	952
GeneID	12494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 45–304 von Maus-CD38 (NP_031672.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P56528
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku