

## Apc-Kaninchen-Anti-Maus-Cd4-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06332

Artikelnummer: CM0007758

### Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD4 (L3T4, Ly-4), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet zur Identifizierung von T-Helferzellen und anderen CD4+-Immunzellpopulationen in murinen Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                            |
|-------------------|---------------------------------|
| Produktname       | APC-Kaninchen-anti-Maus-CD4-mAb |
| Bemerkungen/Alias | L3T4; Ly-4                      |
| Spezies           | Maus                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 920                             |
| Gen-ID            | 12504                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein           |
| Quelle            | Kaninchen                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper          |
| Anwendung         | FC                              |
| Kreuzreaktivität  | Maus                            |
| SWISS             | P06332                          |
| Proteingewicht    | 51 kDa                          |
| Versand           | Kühlakku                        |