


APC-Kaninchen Anti-Maus Cd44 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P15379

Artikelnummer: CM0011998



Einführung

APC--konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Maus-CD44-Antikörper für Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus-CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES), einem Hyaluronat-Rezeptor, der an Lymphozyten-Homing, Adhäsion und Entzündungen beteiligt ist. Geeignet für Maus-Forschungsproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen anti-Maus CD44 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	960
GenID	12505
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel