

Apc Kaninchen Anti-Maus Cd47 Mab - Q61735

Artikelnummer: CM0010041

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD47 (IAP), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von Zelladhäsion, Immunregulation und Thrombospondin-Signalgebung. Geeignet für Forschung in Immunologie und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD47 mAb
Bemerkungen/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	961
GenID	16423
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-135 von Maus-CD47 (NP_034711.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61735
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel