

Apc Kaninchen Anti-Maus Cd59A Monoklonaler Antikörper Für Fc - O55186

Artikelnummer: CM0011503

Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD59a, ein starker MAC-Inhibitor. Für Durchflusszytometrie-Anwendungen in Mausproben. Geeignet für Komplement-, Immunologie- und Therapieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Maus CD59a mAb
Bemerkungen/Alias	Cd59; MACIF; MAC-IP
Spezies	Maus
GenID	12509
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-96 von Maus-CD59a enthält (NP_031678.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O55186
Proteinmasse	14 kDa
Versand	Eisbeutel