

Apc Kaninchen Anti-Maus Cd71 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q62351

Artikelnummer: CM0008611

Einführung

Hochwertiger APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD71 (Transferrinrezeptor Protein 1), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von Eisenaufnahme und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD71 mAb
Bemerkungen/Alias	TR; TFR; p90; CD71; TFR1; Trfr; Mtvrl; 2610028K12Rik; E430033M20Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	7037
GeneID	22042
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 89-763 von Maus CD71 (NP_035768.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62351
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel