

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus-Cd86-Monoklonalantikörper Für Die Durchflusszytometrie - P42082

Artikelnummer: CM0009635

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD86, entwickelt für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Maus-CD86 (SWISS P42082), ~35 kDa. Ideal für Studien zur T-Zell-Aktivierung und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-Anti-Maus-CD86 mAb
Bemerkungen/Alias	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28l2; TS/A-2; CD86
Spezies	Maus
Gen-ID (human)	942
Gen-ID	12524
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-245 von Maus-CD86 (NP_062261.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P42082
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eistasche