

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus-Cd86 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P42082

Artikelnummer: CM0008264

Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD86 (B7-2), validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist die Aminosäuresequenz 24-245 von Maus-CD86. Ideal für immunologische Forschung zu T-Zell-Aktivierung und Kostimulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-Anti-Maus-CD86 mAb
Bemerkungen/Alias	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28I2, TS/A-2, CD86
Spezies	Maus
GeneID (Human)	942
GeneID	12524
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-245 von Maus-CD86 (NP_062261.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P42082
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eistasche