

Apc Kaninchen Anti-Maus Cd93 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O89103

Artikelnummer: CM0004720

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD93 (C1qR, AA4). Geeignet für Durchflusszytometrie (FC). Ermöglicht die Untersuchung von Phagozytose, Endothelfunktion und Angiogenese. Bietet Charge-zu-Charge-Reproduzierbarkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD93 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	22918
Gen-ID	17064
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 23-181 von Maus-CD93 (NP_034870.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O89103
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel