


APC-Kaninchen-Anti-Maus-Cd96/Tactile-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q3U0X8

Artikelnummer: CM0011436



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD96/TACTILE für die Durchflusszytometrie. Validiert für Mausproben. Zielt auf ein T-Zell-Oberflächenprotein ab, das an der NK-Zelladhäsion während der Immunantwort beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC-Kaninchen-Anti-Maus-CD96/TACTILE-mAb
Anmerkungen/Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	10225
GenID	84544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-536 von Maus-CD96/TACTILE (NP_115854.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3U0X8
Protein-Gewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel