

## APC-Konjugierter Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Maus H-2Kd/H-2Dd Für Fc - P01902/P01900

Artikelnummer: CM0012167



### Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus H-2Kd/H-2Dd MHC-Klasse-I-Moleküle. Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für die Typisierung von Immunzellen, Antigenpräsentationsstudien und die immunonkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus H-2Kd/H-2Dd                                                     |
| Anmerkungen/Alias | H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K                                                                                                |
| Spezies           | Maus                                                                                                                          |
| Gen-ID (Maus)     | 14972/14964                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-301 von Maus H-2Kd/H-2Dd enthält (NP_612564.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | FC (Durchflusszytometrie)                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                          |
| SWISS-Prot        | P01902/P01900                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 41 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                      |