


APC Kaninchen-Anti-Maus IgG1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01868

Artikelnummer: CM0004892



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf die konstante Region von Maus-IgG1 abzielt. Entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC) erkennt dieser Antikörper spezifisch Maus-IgG1 in Forschungs- und Diagnosearbeitsabläufen. Ideal für die Entwicklung von Immunoassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-anti-Maus IgG1 mAk
Bemerkung/Alias	IgG1
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 98-324 von Maus-IgG1 (P01868) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01868
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel