

Apc-Kaninchen-Anti-Maus-Igg2B-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01867-2

Artikelnummer: CM0006496

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die konstante Region der schweren Kette von Maus-IgG2b. Für die Durchflusszytometrie (FC) validiert. Reagiert mit Maus. Geeignet für immunologische Forschung, die Entwicklung diagnostischer Tests und die Analyse von B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-Maus-IgG2b-mAb
Bemerkungen/Alias	IgG2b; Igh-3; gamma2b
Art	Maus
Gen-ID	16016
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 14-113 von Maus-IgG2b (P01867-2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01867-2
Proteinmolekulargewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku