

Apc Kaninchen Anti-Maus Il-13 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P20109

Artikelnummer: CM0011144

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-IL-13 gerichtet ist und für die intrazelluläre Durchflusszytometrie validiert wurde. Geeignet für die Untersuchung von allergischer Entzündung, Th2-Antworten und IL-13-Signalwegen in Forschungsmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus IL-13 mAk
Bemerkungen/Alias	Il-13
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3596
GenID (Maus)	16163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-131 von Maus-IL-13 (NP_032381.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20109
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel