

Apc Kaninchen Anti-Maus Il-17A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - Q62386

Artikelnummer: CM0005593

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-IL-17A gerichtet ist und für die intrazelluläre Durchflusszytometrie validiert wurde. Reagiert mit Maus-IL-17A, einem Schlüssel-Th17-Zytokin, das an Entzündungen, Abwehr des Wirts und der Integrität der epithelialen Barriere beteiligt ist. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus IL-17A mAk
Bemerkungen/Alias	Il17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3605
GenID	16171
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-158 von Maus-IL17A entspricht. (NP_034682.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62386
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel