

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus IL1R1/Cd121A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P13504

Artikelnummer: CM0011941

Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus IL1R1/CD121a, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Profilierung der Interleukin-1-Rezeptorexpression in der Immun- und neuronalen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-anti-Maus IL1R1/CD121a mAb
Bemerkungen/Alias	IL-1R; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3554
GeneID	16177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-338 von Maus IL1R1/CD121a (NP_032388.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13504
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel