


## APC-Konjugierter Monoklonaler Kaninchen-Anti-Maus-Klrg1/Mafa-Antikörper Für Fc - O88713

Artikelnummer: CM0006006



### Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-KLRG1/MAFA, geeignet für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen, das die Aminosäuren 57-188 abdeckt. Exprimiert auf NK-Zellen und aktivierten CD8-T-Zellen; beteiligt an der Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Anti-Maus-KLRG1/MAFA-Antikörper                                                                                 |
| Anmerkungen/Alias | MAFA; 2F1-Ag; MAFA-L                                                                                                                                    |
| Spezies           | Maus                                                                                                                                                    |
| GeneID (Mensch)   | 10219                                                                                                                                                   |
| GeneID            | 50928                                                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 57-188 von Maus-KLRG1/MAFA (NP_058666.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                  |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                                    |
| SWISS             | O88713                                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 21 kDa                                                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                               |