

Apc-Kaninchen-Anti-Maus-Ly-6C-Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P0Cw02

Artikelnummer: CM0009085

Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus Ly-6C (Ly6c1). Validiert für Durchflusszytometrie (FC), spezifisch für Maus, mit einem Proteingewicht von ~15 kDa. Ideal für Forschung zur Immunzellprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-Maus-Ly-6C-mAk
Anmerkungen/Alias	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Spezies	Maus
Gen-ID	17067
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus Ly-6C (NP_001238984.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P0CW02
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel