

ApC Kaninchen Anti-Maus Podoplanin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q62011

Artikelnummer: CM0008280



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-Podoplanin für die Durchflusszytometrie. Validiert für Maus-Proben; das Immunogen deckt die Aminosäuren 21-133 ab. Ideal für Studien zu Lymphgefäßen, Tumoren und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Rabbit anti-Mouse Podoplanin mAb
Bemerkungen/Aliase	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	10630
GenID (Maus)	14726
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-133 von Maus-Podoplanin (NP_034359.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62011
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel