


APC Kaninchen Anti-Maus Tim-1/Kim-1/Havcr Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q5Qns5

Artikelnummer: CM0005909



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-TIM-1/KIM-1/HAVCR gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (aa 22-237) gewährleistet Spezifität. Geeignet für Immunologie, Nierenschädigung und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus TIM-1/KIM-1/HAVCR mAk
Bemerkungen/Alias	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	26762
GenID	171283
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-237 von Maus-TIM-1/KIM-1/HAVCR (NP_599009.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q5QNS5
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel