

## APC-Kaninchen Anti-Maus Tnf-A Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intrazellulär) - P06804

Artikelnummer: CM0011495



### Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für Maus-TNF- $\alpha$ , validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt Maus-TNF- $\alpha$  (Cachectin, TNFSF2) mit hoher Affinität. Ideal für Anwendungen in der Entzündungs-, Immunologie- und Zytokinforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | APC-Kaninchen anti-Maus TNF- $\alpha$ mAk                                                                                       |
| Bemerkungen/Aliase | DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha                                                                  |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)     | 7124                                                                                                                            |
| GenID              | 21926                                                                                                                           |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-235 von Maus-TNF- $\alpha$ (NP_038721.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung          | FC (intrazellulär)                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität   | Maus                                                                                                                            |
| SWISS              | P06804                                                                                                                          |
| Proteingewicht     | 26 kDa                                                                                                                          |
| Versand            | Eispackung                                                                                                                      |