

ApC Kaninchen Anti-Maus/Mensch Cd55 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q61475

Artikelnummer: CM0008724

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der Maus- und humanes CD55 (Decay-accelerierender Faktor) erkennt, einen GPI-verankerten Komplementinhibitor. Geeignet für die durchflusszytometrische Analyse von komplementregulatorischen Signalwegen. UniProt Q61475.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Maus/Mensch CD55 mAk
Bemerkungen/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1604
GenID	13136
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-361 von Maus-CD55/DAF (NP_034146.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q61475
Proteingewicht	42KDa
Versand	Eisbeutel