

Apc Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd54 (Icam-1) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13597

Artikelnummer: CM0009747

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus/Ratte CD54 (ICAM-1) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Validiert für Kreuzreaktivität bei Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Leukozytenadhäsion und -migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus/Ratte CD54 mAk
Bemerkungen/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3383
GenID	15894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-485 von Maus-CD54 (NP_034623.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P13597
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel