

Apc-Kaninchen-Igg-Isotyp-Kontrolle - Apc-Kaninchen-Igg-Isotyp-Kontrolle

Artikelnummer: CM0008133

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-IgG-Isotyp-Kontrollantikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal als passende Negativkontrolle in Immunfluoreszenz-Färbepanels, um die Assay-Spezifität und die Hintergrundbewertung sicherzustellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-IgG-Isotyp-Kontrolle
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von Kaninchen-IgG-Isotyp-Kontrolle)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel