

Apc Ratten Anti-Maus Cd45R/B220 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0005861

Einführung

APC-konjugierter ratter monoklonaler Antikörper gegen Maus CD45R/B220 (Leukozyten-Common-Antigen, P06800). Validiert für die Durchflusszytometrie (FC) zur Detektion von B-Zellen und Untersuchung der T-Zell-Aktivierung. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Ratten Anti-Maus CD45R/B220 mAk
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5788
GenID	19264
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Protein von Maus CD45R/B220.
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Eisbeutel