

APC Ratten Anti-Maus Cd86 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P42082

Artikelnummer: CM0005298

Einführung

APC-konjugierter Ratten-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD86 (B7-2) für die Durchflusszytometrie. CD86 ist ein kostimulatorisches Molekül auf antigenpräsentierenden Zellen, das für die T-Zell-Aktivierung und Immunregulation entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Ratten anti-Maus CD86 mAk
Bemerkungen/Alias	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28l2, TS/A-2, CD86
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	942
GenID (Maus)	12524
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus CD86
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P42082
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel