

Apc Ratten Anti-Maus F4/80 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q61549

Artikelnummer: CM0005846

Einführung

Hochwertiger APC-konjugierter Ratten-Monoklonaler Antikörper, der spezifisch Maus F4/80 (Adgre1/EMR1) targeted, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für den Makrophagen-Nachweis in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Ratten Anti-Maus F4/80 mAk
Bemerkungen/Aliase	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	2015
GenID	13733
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus F4/80.
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61549
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel