

## Apc Ratte Anti-Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35461 / P0Cw02

Artikelnummer: CM0007912

### Einführung

APC-konjugierter Ratten-monoklonaler Antikörper gegen Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1), validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Immunphänotypisierung von Granulozyten und Monozyten in Maus-Knochenmark- und peripheren Blutproben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APC Ratte Anti-Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAk                    |
| Bemerkungen/Alias | Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1                                           |
| Spezies           | Maus                                                          |
| GeneID            | 546644 (Ly6g), 17067 (Ly6c)                                   |
| Immunogen         | Synthetisiertes Peptid abgeleitet von Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) |
| Quelle            | Ratte                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                        |
| Anwendung         | FC                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                          |
| SWISS             | P35461 / P0CW02                                               |
| Proteinmasse      | 15 kDa / 8 kDa                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                     |