

Apc-Ratten-Anti-Maus-Ly6G-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P35461

Artikelnummer: CM0008604

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Ratten-anti-Maus-Ly6G-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit Maus-Ly6G, einem GPI-verankerten Zelloberflächenmarker. Geeignet für die Immunphänotypisierung und Untersuchungen des Knochenmarks.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Ratten-anti-Maus-Ly6G-mAb
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Art	Maus
GeneID (Mensch)	80740
GeneID	546644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-105 von Maus-Ly-6G entspricht (NP_001297367.1)
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku