

Apc Ratte Anti-Maus Ter-119 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Ter-119

Artikelnummer: CM0012626

Einführung

Dieser APC-Ratte-anti-Maus-TER-119 monoklonale Antikörper ist für die durchflusszytometrische Detektion des Maus-TER-119-Antigens auf erythrozytären Zellen konzipiert. Ideal für die Immunphänotypisierung und Studien zur Erythropoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Ratte anti-Maus TER-119 mAk
Bemerkungen/Alias	Ter119, TER-119
Spezies	Maus
Gen-ID	104231
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus TER-119
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel