

Apc-Streptavidin Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Apc Streptavidin

Artikelnummer: CM0004592

Einführung

APC-Streptavidin (SA V1, SA V2) monoklonaler Antikörper-Konjugat, entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Speziesunabhängige Kreuzreaktivität gewährleistet breite Kompatibilität. Zuverlässiger Rohstoff für die IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC Streptavidin
Bemerkungen/Alias	SA V1, SA V2
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Kühltasche