

Apc-Streptavidin

Artikelnummer: CM0011197

Einführung

APC-Streptavidin ist ein aus Kaninchen gewonnenes Streptavidin-Konjugat, das für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC) mit speziesunabhängiger Kreuzreaktivität entwickelt wurde. Es eignet sich ideal zum Nachweis biotinylierter Sonden und unterstützt zuverlässige IVD- und Forschungsabläufe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Streptavidin
Anmerkungen/Alias	SA V1, SA V2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Mit Kühlakku