


APC/Cyanin7 Anti-Axl Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P30530

Artikelnummer: CM0008169



Einführung

APC/Cyanin7-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humane AXL-Rezeptor-Tyrosinkinase. Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet zum Nachweis von AXL in der onkologischen und virologischen Forschung. 98 kDa, kreuzreagiert mit human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanin7 Kaninchen anti-human AXL mAb
Bemerkungen/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Spezies	Human
GeneID (Human)	558
GeneID	558
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-449 des humanen AXL (NP_068713.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P30530
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel