

Apc/Cyanin7 Anti-Cd185/Cxcr5 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P32302

Artikelnummer: CM0005676

Einführung

APC/Cyanin7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD185/CXCR5 (Burkitt-Lymphom-Rezeptor 1). Validierter Antikörper für die Durchflusszytometrie zur Detektion von CXCR5, einem Schlüsselrezeptor für die B-Zell-Migration, in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanin7 Kaninchen anti-Human CD185/CXCR5 mAb
Bemerkungen/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Spezies	Human
GeneID (Human)	643
GeneID	643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-47 von humanem CD185/CXCR5 (NP_033981.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32302
Protein-Gewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel