

APC/Cyanine7 Anti-Cd20 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P11836

Artikelnummer: CM0012456



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und Cynomolgus-CD20, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die B-Zell-Immunphänotypisierung und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-Human/Affe CD20 mAb
Anmerkungen/Alias	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	931
Gen-ID	931
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen CD20 mAb entspricht (NP_068769.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P11836
Proteingewicht	14kDa/33kDa
Versand	Kühlakku