

APC/Cyanine7 Anti-Cd3E Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0004230



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen die humane CD3-Epsilon-Kette gerichtet ist. Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra); ideal für T-Zell-Immunphänotypisierung und TCR-Signalisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-Human cCD3 mAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Human
GenID (Human)	916
GenID	916
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem CD3E (NP_000724.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07766
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel